



Import/distribuce v Polsku:  
ACUS MED Sp. z o.o.  
Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka  
105  
36-100 Kolbuszowa, Poland  
Tel.: +48 570 266 112,  
info@acusmed.pl

Výrobce:  
Dongguan Super Electric  
Technology Co., Ltd  
Č. 601-602, jednotka 1, č. 8 obchodní  
ulice, Xiping, Nancheng, Dongguan,  
Čína  
Tel.: 86-769-23151770,  
lacey@dgsuperet.com

## KONTRAINDIKACE K POUŽITÍ

Masažní přístroj by se neměl používat bez souhlasu lékaře v následujících případech: těhotenství, diabetes, neuropatie, poškození sítnice oka, použití kardiostimulátoru, nedávno prodělaná operace, epilepsie, migréna, hernie disku, spondylolistéza, spondylóza, nedávné implantace endoprotézy nebo nitroděložního tělíska, kovové tyče nebo destičky. Uvedené kontraindikace neznamenají úplný zákaz používání masážního přístroje, doporučujeme však předem konzultaci s lékařem.

## POŽADAVKY ZÁRUKY

Pokud dojde k poruše masážního přístroje LINE SPORT MINI MESSAGE GUN během 1 roku od data zakoupení v důsledku vady materiálu nebo kvality zpracování, ACUS MED bezplatně opraví vzniklé poškození, nebo v případě nemožnosti opravy, vymění produkt za bezvadný. Tato záruka vylučuje:

- Poškození způsobená zneužitím, nesprávnou obsluhou nebo přepravou,
- Neautorizované opravy zařízení,
- Poškození vzniklá v důsledku nesprávného zacházení podle návodu k obsluze,
- Používání zařízení po zjištění vady,
- Mechanická poškození,
- Nesprávné skladování,
- Nedostatek dokladu o koupi.

## PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

- Zařízení je třeba používat pouze na čistém a suchém povrchu těla, jemným tlakem a pohybem po těle po dobu přibližně 60 sekund na jedné části těla. Je nutné se vyhnout obzvláště citlivým oblastem těla.
- Zařízení se nesmí používat v případě poranění. Před použitím tohoto produktu se poradte s lékařem.
- V případě bolesti nebo jiného diskomfortu je třeba okamžitě přerušit používání.
- Ze zdravotních důvodů se zařízení automaticky vypne po 10 minutách nepřetržitého provozu.
- Nabíjejte pouze originálním napájecím zdrojem.
- Napájecí zdroj, který je součástí balení, se smí používat pouze k nabíjení zařízení, nesmí se používat k jiným účelům.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte jiné napájecí zdroje než ten, který je součástí balení.
- Ze zdravotních důvodů je během nabíjení akumulátoru zakázáno zařízení spouštět.
- Před použitím se důkladně seznamte s návodem k obsluze a používejte jej v souladu s pokyny.

# Mini Massage Gun Line Sport

## Návod k obsluze



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Baterie: 1500 mAh  
Rychlost: 1600-2800 ot./min (otáček za minutu)  
Motor: bezkartáčový motor 12V  
Amplituda skoku hlavy: 8 mm  
Výkon: 5-20 W  
Nabíjení: USB  
Doba nabíjení: cca 2,5-3 hodiny  
Doba provozu: cca 1 hodina  
Materiál: ABS + slitina hliníku  
Rozměry: 11,2 x 13,5 x 4,3 cm  
Barva: černá  
Hmotnost: 0,45 kg

## OBSAH BALENÍ

- masážní přístroj Line Sport Mini Massage Gun
- 4 vyměnitelné hlavice
- USB kabel
- pouzdro na masážní přístroj a hlavice Line Sport

## VYMĚNITELNÉ HLAVICE

Masážní přístroj Line Sport Mini Massage Gun je vybaven 4 vyměnitelnými masážními hlavicemi. Každá z nich je určena k masáži specifických oblastí těla.

### KULATÁ



Univerzální hlavice určená k masáži všech částí těla.

### NÁBOJ



Precizní hlavice, která umožňuje dosáhnout těžko dostupné části svalů. Ideálně se hodí k terapii spouštěvých bodů.

### VIDLICOVÁ



Určena k práci na užších a dlouhých svalech, například podél páteře a v oblasti Achillovy šlachy.

### PLATFORMA



Používá se k masáži napjatých svalových skupin. Ideálně se hodí k masáži po výkonu i k masáži hlubokých tkání.

## NÁVOD K OBSLUZE

1. Chcete-li zapnout zařízení, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud se nezapne modrá kontrolka.
2. Jedna modrá kontrolka znamená 1 úroveň provozu. Chcete-li změnit vibrační funkci, opět krátce stiskněte tlačítko napájení. Dvě modré kontrolky znamenají 2 úroveň vibrací. Celkem má zařízení 4 režimy provozu.
3. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.
4. Hlavice je třeba nasazovat, když je zařízení vypnuté, stisknutím, dokud se prvek neusadí.
5. Hlavice je třeba také sundávat, když je zařízení vypnuté, tažením a mírným otáčením.

## ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ, OPATŘENÍ

Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, musí být produkt používán v souladu s následujícími pravidly:

- Zařízení je třeba čistit mírně vlhkým ručníkem a poté otřít do sucha měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte alkohol nebo prostředky obsahující alkohol k čištění.
- Není dovoleno ponořovat do vody. Skladujte mimo tekutiny a zdroje tepla. Chraňte ventilační otvory před prachem a nečistotami.
- Nepovolujte šrouby, nerozebírejte části zařízení.
- Nenechte tekutiny proniknout do vnitřku zařízení.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než jednu hodinu během jedné seance. Zařízení je třeba odložit a počkat 30 minut před opětovným použitím.
- Odpojte nabíječku od baterie zařízení ihned po nabití nebo před opětovným použitím.
- Zařízení je určeno pouze pro použití dospělými.
- Chraňte před dětmi. Skladujte na místě, které není přístupné dětem.