



MASÁŽNÍ PISTOLE ACTIVE

Návod k použití

LS
LINE SPORT

Obsah balení:

- Masážní zařízení (vibrační masážní pistole)
- Napájecí kabel
- 9 vyměnitelných hlavic
- Návod k použití

Typy hlavic:



- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Kulová | 6. Hřejivá |
| 2. Lopatková | 7. Projektilová |
| 3. Dvojitá | 8. Bodová |
| 4. Půlměsíková | 9. Vzduchová |
| 5. Plochá | |

Zásady bezpečného používání:

1. Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Zkontrolujte, zda zařízení není poškozené a nemá viditelné vady.
3. Masážní pistoli používejte výhradně způsobem stanoveným výrobcem. Nepoužívejte nadměrný tlak a aplikujte ji pouze na určené části těla, nikoli na předměty.
4. Vyberte vhodnou masážní hlavici a ujistěte se, že je správně upevněná.
5. Zařízení nepoužívejte na obličeji, krku a jiných částech těla, které k tomu nejsou určeny.
6. Vyhněte se používání pistole ve vlhkých podmínkách a nevystavujte ji vlivu vody a působení vlhkosti.
7. Zařízení uchovávejte mimo dosahu dětí a zvířat.
8. Masážní pistoli nepoužívejte po dlouhou dobu na jedné svalové partii.
9. Je důležité si pamatovat, že každá masážní seance by neměla trvat déle než několik minut.
9. Pistoli skladujte na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření.
10. V případě výskytu znepokojivých příznaků okamžitě zařízení vypněte.

11. Produkt je určen pro použití dospělými osobami.
12. Osoby s kožními onemocněními, problémy s krevním oběhem, srdečními chorobami a dalšími znepokojivými příznaky by se před použitím masážní pistole měly poradit s lékařem.

První zapnutí a způsob použití masážní pistole Active:

1. Před prvním použitím je nutné baterii plně nabít připojením napájecího kabelu do zásuvky a pistole. Úroveň nabití baterie bude signalizována pomocí LED diod. Pokud přestanou všechny diody blikat a zůstanou trvale svítit, znamená to, že baterie je plně nabitá a masážní pistole je připravena k použití.
2. Po nabití zařízení je před použitím nutné odpojit napájecí kabel.
3. Nedoporučuje se úplné vybití baterie, protože to může poškodit její životnost a negativně ovlivnit její kvalitu.
4. Před použitím masážní pistole je nutné vybrat vhodnou masážní hlavici a zasunout ji do masážní pistole pevným stisknutím.
5. Poté je třeba zapnout zařízení posunutím přepínače ON/OFF, který se nachází na spodní straně rukojeti. Na displeji na pravé straně se zobrazí stav nabití baterie a na levé straně úroveň intenzity masáže.
6. Na dotykovém panelu stiskněte středové tlačítko zapnutí a poté pomocí tlačítek + / - můžete upravit rychlost / intenzitu podle svých individuálních preferencí.
7. Pro ukončení masáže stiskněte a podržte středové tlačítko, a poté posuňte přepínač na spodní straně rukojeti do polohy OFF.
8. Vyměňte masážní hlavici jejím vytáhnutím a poté uložte masážní pistolí.

Jak používat?

- Masážní pistolí používejte výhradně na suchou pokožku těla nebo přes oblečení.
- Jemně ji přitlačujte a posunujte po těle, přičemž na jedné svalové partii neseďte déle než 60 sekund.
- Vibrační masážní pistole je určena výhradně pro masáž měkkých tkání, neměla by se používat na hlavu ani na tvrdé nebo kostnaté části těla.
- Pro masáž vybírejte hlavice, které zajistí nejlepší a požadovaný efekt. Během používání se mohou objevit modřiny, zejména u osob s citlivou pokožkou.
- Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, okamžitě přerušete masáž a zařízení vypněte.
- Držte prsty a vlasy mimo dosah pohyblivých částí a masážních výstupků.

Čištění a skladování masážní pistole Active

Masážní pistoli skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí, zvířat a vlhkosti. K čištění masážní pistole použijte mírně vlhký hadřík, zařízení jemně otřete a poté jej důkladně osušte suchým hadříkem.

- Masážní pistole nesmí přijít do kontaktu s vodou, protože by to mohlo způsobit zkrat a poškození zařízení.
- Zařízení skladujte mimo dosah kapalin a zdrojů tepla. Ventilační otvory by měly zůstat čisté a bez prachu či nečistot.
- Nepokoušejte se sami demontovat šrouby.

Kontraindikace

Masážní pistole je určena pro použití dospělými osobami. Zařízení by nemělo být používáno v následujících případech:

- těhotenství,
- cukrovky,
- přítomnosti kardiostimulátoru nebo jiného vnitřního zařízení,
- nedávno prodělaných operací,
- epilepsie,
- migrény nebo vyhřezlé ploténky.

Pokud máte jakékoli obavy týkající se možnosti použití masážní pistole Active, poraďte se před jejím použitím s lékařem.

Záruka

Pokud do jednoho roku od data zakoupení dojde k poruše tohoto produktu z důvodu materiálové nebo výrobní vady, bezplatně opravíme nebo vyměníme produkt či nezbytné komponenty.

Tato záruka se nevztahuje na:

- (a) poškození způsobená nehodou, nesprávným používáním, špatnou manipulací nebo přepravou;
- (b) zařízení, která byla opravována bez autorizace;
- (c) zařízení používaná v rozporu s pokyny uvedenými v návodu;
- (d) poškození převyšující hodnotu produktu;
- (e) zhoršení kvality dodaného produktu v důsledku nesprávných podmínek skladování a/nebo ochrany na straně zákazníka;
- (f) nedodání datovaného dokladu o nákupu.

Některé státy a země nepovolují omezení odpovědnosti za škody, takže výše uvedené omezení se nemusí vztahovat. Tato záruka zajišťuje konkrétní práva, avšak jiná práva se mohou lišit v závislosti na zemi a státu. Tato záruka je dostupná prostřednictvím provozní politiky a mezinárodních distributorů.

Specifikace:

Frekvence vibrací:

- Úroveň 1: 30 Hz,
- Úroveň 2: 40 Hz,
- Úroveň 3: 53 Hz.

Hmotnost: 1,1 kg

Nabíjení: 110-240V 50/60Hz - 5A - 26 VDC - 1A